

◎入院セットレンタルご利用の流れ

ご利用までの流れ

お申し込み

お申込みは、「利用申込確認書」に必要事項をご記入の上、**入院セット受付**か**病棟窓口**へご提出ください。

レンタル開始

申込当日よりご利用頂けます。
初回分の商品は病棟でお渡しします。
次回以降は商品をベッドサイドまでお届けします。

利用情報報告

レンタル終了・変更や外泊等、請求に関わる事項については別途「変更・解約申込書」のご提出が必要となります。
ご提出漏れのないようお願いいたします。
詳しくは病棟にてお問合せください。

お支払いまでの流れ

退院

「変更・解約申込書」をご提出ください。

請求書送付

入院費とは別料金になります。毎月末締めで利用月の**翌月中旬頃**にご指定の住所に郵送致します。



お支払い

全国主要コンビニエンスストアでお支払い頂けます。
(一部キャッシュレス決済もご利用可能です。)



支払い手数料不要

台東病院にご入院の皆さまへ

入院セットレンタル



ご本人様・ご家族様のご負担軽減に

入院セットとは入院生活に必要な日用品をセットにして、クリーニング付きでレンタルできるサービスのことです。

「慣れない環境で少しでも楽に、安心して生活できるように」
そんな思いで入院セットレンタルをご提供しています。

◎入院セットレンタルご利用のメリット

ご本人様

「手ぶらで入院できて便利」

「家族に面倒をかけずに生活できる」

「汚れた時にすぐ着替えられた」

「短期入院のため、借りた方が安い」

「手間がなくなり治療に専念できる」

ご家族様

「準備せずにすぐに駆けつけられた」

「洗濯して持っていく労力がなくなった」

「いつ面会しても清潔な状態でしようしている」

「結果的に借りた方が安く便利」

「必要なものを必要なだけ使えて効率的」

緊急時



洗濯



清潔



経済的



効率的



病院窓口でのお支払はできませんので、ご注意ください

- 期限内にお支払いがない場合には、法律事務所へ債権回収を委託します。
その際には法律事務所よりご請求書が送付されますのでご了承ください。
- 弊社が取得しました個人情報は厳重に管理し、本サービスの目的以外の使用はいたしません。

お問合せ ワタキューセイモア(株) コールセンター
フリーダイヤル 0120-102-606
(平日 9:00~17:00 年末年始除く)



衣類・タオル プラン

下記、セットメニューよりいずれかをお選び下さい

● 患者衣・タオルセット

日額 300円 (税込330円) × 契約日数

- 患者衣 2枚/週
(甚平・浴衣・リハ着より選択)
- バスタオル 2枚/週
- フェイスタオル 1枚/日



● 患者衣・タオル・日用品セット

日額 380円 (税込418円) × 契約日数

- 患者衣 2枚/週
(甚平・浴衣・リハ着より選択)
- バスタオル 2枚/週
- フェイスタオル 1枚/日
- 日用品 各種 (下記参照)



※枚数は使用の目安を記載しております。
ご容体に応じてお着替えの枚数が増えても
追加料金等は発生いたしません。

繊維組成・サイズ
甚平・浴衣：綿55%/ポリエステル45%
タオル類：綿100%
患者衣サイズ：S/M/L/LL/3L



- 【日用品】
- ・ボックスティッシュ
 - ・歯ブラシ
 - ・歯磨き粉
 - ・コップ
 - ・リンスインシャンプー
 - ・ボディソープ
 - ・口腔ケアスポンジ
 - ・食事用エプロン

※画像はイメージのため実際の商品とは異なる場合がございます。

オプション

● 日用品セット

日額 200円 (税込220円) × 契約日数

- ・ボックスティッシュ
- ・歯磨き粉
- ・リンスインシャンプー
- ・口腔ケアスポンジ
- ・歯ブラシ
- ・コップ
- ・ボディソープ
- ・食事用エプロン



TV・冷蔵庫 メニュー

● TV・冷蔵庫セット (単品利用)

日額 600円 (税込660円) × 契約日数

- TV・冷蔵庫 一式



※画像はイメージのため実際の商品とは異なる場合がございます。

ご利用上の注意事項

- 配布の有無や、使用枚数に関わらず、契約期間中は
開始日から1日あたりの定額料金をいただきます。
- ご請求金額算出方法は下記のとおりです。
『税抜単価 × 契約日数 = 合計金額 + 消費税』
例) 患者衣・タオルセットを10日間ご利用の場合、契約日数は10日となります。
計算方法は、『税抜300円 × 10日 = 3,000円 + 消費税』
- 過剰請求防止のため、ご利用を中止される場合は必ず
変更・解約申込書をご提出ください。

お支払い方法については裏面をご確認ください➡